



**PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



MANUAL PARA ENSAMBLE DE POLEA METALICA DOBLE DE PARED

GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la poliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Servicio a Clientes: 3777-4000



Fabricado por: Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 6245 Cd. Granja Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Conmutador: 01 (33) 3777-4000 Ventas: 3777-4001 Fax: 3777-4002 R.F.C. HGI9711269IA
Web: www.ortiz.biz E-mail: contacto@ortiz.biz



Coloque las Piezas Laterales Sobre las Piezas con los orificios.
Haciendo coincidir E Insertando los Tornillos Proporcionados.
Utilice una Llave de Preferencia Tipo Española para fijar y
Ajustar Ambas Piezas.



Agregue el numero de pesas Deseado Sobre la pieza
Como se indica en la Ilustración.



Repita la operación para Colocar la Otra Pieza.

Este Será el lado Superior



Para Fijar el producto a una pared ó a una base fija
Utilice los Orificios de los Extremos de la pieza.