



PARA EL USO DEL BRAGUERO INGUINAL ORTIZ ( AUXILIAR HERNIA )  
COMO SOPORTE INDIVIDUAL, YA SEA DERECHO O IZQUIERDO.

1.- Desabroche la banda de la pierna  
y quita la almohadilla del lado  
donde no exista hernia.

2.- Introduzca el botón anexo  
de el lado de la almohadilla  
auxiliar de hernia, como  
se muestra abajo.

2.- Introduzca el botón anexo  
de el lado de la almohadilla  
auxiliar de hernia, como  
se muestra abajo.



**Garantía:**

Este producto  
esta garantizado  
contra defectos de  
fabricación por un  
período de 30 días  
a partir de la fecha de  
compra. Se aplican restricciones.

Contenido: 1Pza.  
Hecho en México

Fabricado por: Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Prol. Av. Vallarta 6245 Cd. Granja Zapopan, Jalisco. C.P. 45010  
Tels:(33) 3777-4000, 3777-4001 Fax: 3777-4002  
e-mail: [ventas@ortiz.biz](mailto:ventas@ortiz.biz) [www.ortiz.biz](http://www.ortiz.biz)