

***Precaución: Conectar el cable de electricidad a la corriente 2 horas antes de su Uso**



Colocar la cabecera mas alta en extrema superior de la base y la la cabecera mas baja en el extremo opuesto de la base.

Colocación de llantas



Colocación de barandal



***Se recomienda usar No breaki**

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.

Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México

C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002

RFC: HGI9711269IA E- mail: contacto@ortiz.biz



PRODUCTOS MEDICOS,

ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

CAMA ELÉCTRICA DE 2 y 3 MOTORES



- Características:**
- *Trabaja por medio de 2 ó 3 motores.
 - *El 3er. motor tiene la función de ajuste de la altura
 - *Incluye piecera, cabecera y portasuero.



Es necesario voltear la cama para la colocación del motor

Colocación de motor

